


DAFA ansigtsvisir DAFA Face Shield


Montagevejledning / Mounting instructions

Hurtig og nem montering / Quick and easy mounting



DAFA ansigtsvisir leveres i to dele: pandebånd og skærm.

DAFA Face Shield comes in two parts: headband and screen.



Skærmen bukkes let og trækkes ind gennem slidsen.

Bend the screen slightly and pull it through the slit.



Bøj de små "vinger" så skærmen sidder fast.

Bend the small "wings" so that the screen is fixed.

Se video / Watch video

(Åbner i en browser / Opens in a browser)

Scan QR koden



Link til video/ Link to video:

vimeo.com/dafagroup/faceshield

